

Voor service en advies (NL):

T: 0475 589 302

E: info@varodem.nl

Voor bestellen (BE):

T: 0800 022 1765 (gratis)

E: orders@varodem.nl

www.varodem.nl



Volg onze officiële kanalen:

Hulp nodig?  
Neem contact met ons op  
voor advies.

# Confectiemaattabellen therapeutische elastische kousen 2022

NIEUW!

**VARODEM**<sup>®</sup>



## Maattabellen

Met deze confectiemaattabellen heeft u een handig en overzichtelijk hulpmiddel in handen om de juiste keuze te maken uit ons veelzijdige assortiment geconfectioneerde kousen.

U treft per product een duidelijke confectiemaattabel aan, maar ook een overzicht van alle beschikbare modellen, opties en kleuren. De maataanduidingen in de maattabellen worden in centimeters weergegeven.

Heeft u aanvullende informatie of advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer **0475 589302** of mail ons op het e-mailadres **info@varodem.nl**. Bezoek ook eens onze website [www.varodem.nl](http://www.varodem.nl) of volg ons op **social media**.

**R** = zonder naad    **V** = met naad

## Maatwerk producten

Mocht u in dit boekje het geschikte product voor uw patiënt niet aantreffen of niet tot de juiste maatvoering kunnen komen, neem dan gerust contact met ons op via **0475 589302**.

Naast onze confectieproducten beschikken wij over een uitgebreid assortiment van producten die individueel naar maat gemaakt worden (maatwerk). Meer over deze maatwerkproducten vindt u in onze product catalogus en op onze website. Natuurlijk zijn wij ook bereid om u persoonlijk te informeren.

Bent u nog niet in het bezit van onze product catalogus?  
Vraag deze dan gerust aan, wij sturen de catalogus graag naar u op.






Meetpunten	Modellen	Opties
	<b>AD</b> kniekous	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband sensitive 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	<b>AG</b> lieskous	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 5 cm (standaard) <input checked="" type="checkbox"/> G+ Siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband sensitive 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	<b>AGT</b> li/re lieskous met heupstuk	<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	<b>AT</b> panty	<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Met gulf

Lengtematen been	kort	normaal
lD	34 - 39	40 - 46
lG	66 - 72	72 - 83
Lengtematen voet	kort	normaal
lA	15 - 18	16 - 21
lZ	22 - 26	24 - 29

Kleuren		

Omvangmaten voor een panty (AT)						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	41 - 58	45 - 63	47 - 68	54 - 75	57 - 79	63 - 85
Omvangmaten met siliconenband wijd (G+ maat)						
cG+	49 - 58	53 - 63	57 - 68	64 - 75	67 - 79	74 - 85
Omvangmaten met siliconenband standaard						
cG	41 - 48	45 - 52	47 - 56	54 - 63	57 - 66	63 - 73
cF	41 - 55	45 - 60	47 - 65	54 - 72	57 - 76	63 - 82
cE	30 - 37	33 - 41	35 - 45	39 - 48	41 - 51	44 - 55
cD	27 - 33	29 - 36	31 - 40	34 - 43	36 - 46	39 - 48
cC	29 - 34	32 - 38	34 - 43	38 - 47	41 - 50	44 - 53
cB <sup>1</sup>	23 - 27	25 - 30	27 - 33	30 - 36	32 - 38	35 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

**Kernwoorden:** licht en transparant, veel lengterek en voor de lichte medische indicaties.



Meetpunten	Modellen	Opties
	<b>AD</b> kniekous 	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband sensitive 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	<b>AG</b> lieskous 	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 5 cm (standaard) <input checked="" type="checkbox"/> G+ Siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband sensitive 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	<b>AGT</b> li/re lieskous met heupstuk 	<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	<b>AT</b> panty 	<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Met gulf

Lengtematen been	extra kort	kort	normaal
lD	31 - 34	34 - 39	40 - 46
lG	58 - 66	66 - 72	72 - 83
Lengtematen voet	extra kort	kort	normaal
lA	14 - 16	15 - 18	16 - 21
lZ	20 - 23	22 - 26	24 - 29

Kleuren	
 beige	 blauw
 zwart	 donkergrijs

Omvangmaten voor een panty (AT)						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	43 - 56	47 - 62	49 - 66	55 - 73	59 - 77	64 - 82
Omvangmaten met siliconenband wijd (G+ maat)						
cG+	50 - 56	54 - 62	58 - 66	64 - 73	68 - 77	73 - 82
Omvangmaten met siliconenband standaard						
cG	43 - 49	47 - 53	49 - 57	55 - 63	59 - 67	64 - 72
cF	43 - 53	47 - 59	49 - 63	55 - 70	59 - 74	64 - 79
cE	28 - 34	30 - 37	33 - 41	35 - 43	37 - 44	40 - 48
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB <sup>1</sup>	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

**Kernwoorden:** voor mobiele mensen, veel lengterek, duurzaam en krachtig

Meetpunten	Modellen	Opties
	<b>AD</b> <i>kniekous</i> 	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband sensitive 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Uitsluitend met teenstuk

Lengtematen been	kort	normaal
ℓD	34 - 39	40 - 46
Lengtematen voet	kort	normaal
ℓZ	22 - 26	24 - 29

Kleuren	
 beige	 blauw
 zwart	

Omvangmaten						
Maat	1	2	3	4	5	6
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB <sup>1</sup>	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

**Kernwoorden:** stoere en sportieve kous, van katoen en met ribstructuur.

Meetpunten	Modellen		Opties
	<b>AD</b> <i>kniekous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> <b>Siliconenband sensitive 3,5 cm</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Siliconenband sensitive 5 cm</b> <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	<b>AG</b> <i>lieskous</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 5 cm (standaard) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Siliconenband sensitive 5 cm</b> <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk

Lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
lG	66 - 74	74 - 83	<del>83 - 92</del>
Lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 18	16 - 19	17 - 20
lZ	22 - 25	23 - 26	24 - 29

Kleuren	

Omvangmaten						
Maat	1	1C+	2	2C+	3	3C+
cG	45 - 50	51 - 56	51 - 56	57 - 62	57 - 62	63 - 68
cF	40 - 44	50 - 54	45 - 49	55 - 59	50 - 54	60 - 64
cE	33.5 - 36.5	38.5 - 41.5	37.5 - 41.5	42.5 - 45.5	43.5 - 46.5	47.5 - 49.5
cD	28.5 - 31.5	32.5 - 36.5	32.5 - 36.5	37.5 - 40.5	37.5 - 40.5	41.5 - 43.5
cC	30 - 33	34 - 38.5	34 - 38	39 - 42	39 - 42	43 - 45
cB <sup>l</sup>	23.5 - 26	25.5 - 28.5	27 - 30	29.5 - 32	31 - 33.5	33 - 35
cB	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 27	25 - 27
cY	28.5 - 31	28.5 - 31	31.5 - 35	31.5 - 35	35 - 37	35 - 37
cA	18.5 - 23.5	18.5 - 23.5	21.5 - 26	21.5 - 26	25 - 29	25 - 29

**Kernwoorden:** goede hanteerbaarheid, zeer breed inzetbaar, ook geschikt voor minder mobiele mensen.

Meetpunten	Modellen	Opties
	<b>AD</b> <i>kniekous</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm (standaard) <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk

Lengtematen been	kort	normaal	lang
lD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
Lengtematen voet	kort	normaal	lang
lA	15 - 18	16 - 19	17 - 20
lZ	22 - 25	23 - 26	24 - 29

Kleur
beige

Omvangmaten standaard met 3,5 cm siliconenband												
Maat	0 C-	0	0 C+	1 C-	1	1 C+	2 C-	2	2 C+	3 C-	3	3 C+
cD	26 - 29	27 - 30	31 - 34	27 - 30	31 - 34	35 - 39	31 - 34	35 - 39	40 - 43	35 - 39	40 - 43	44 - 46
cC	25 - 28	26 - 29	30 - 33	26 - 29	30 - 33	34 - 38	30 - 33	34 - 38	39 - 42	34 - 38	39 - 42	43 - 45
cB <sup>1</sup>	20 - 23	20 - 23	22,5 - 25	21,5 - 24	23,5 - 26	25,5 - 28,5	25 - 27,5	27 - 30	29,5 - 32	28,5 - 31,5	31 - 33,5	33 - 35
cB	17 - 19	17 - 19	17 - 19	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 27	25 - 27	25 - 27
cY	28 - 31	28 - 31	28 - 31	29 - 32	29 - 32	29 - 32	31 - 34	31 - 34	31 - 34	33 - 37	33 - 37	33 - 37
cA	18 - 23	18 - 23	18 - 23	19 - 24	19 - 24	19 - 24	22 - 26	22 - 26	22 - 26	25 - 29	25 - 29	25 - 29

De ideale kous voor de minder mobiele mens!



**Kernwoorden:** Confectie AD-kous zonder naad, geschikt voor minder mobiele mensen, voor uitlopende benen (cD is groter dan cC), ook voor hele smalle benen (maat 0 is een cB 17-19 cm), ideaal als er sprake is van atrofie (zonder kuitvorm door inactiviteit), uitgebreide tabel met C min en C plus maten, makkelijk aan- en uittrekken en standaard voorzien van een 3,5 cm siliconenband.

Meetpunten	Modellen	Opties
	<b>AD</b> kniekous	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband sensitive 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	<b>AG</b> lieskous	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 5 cm (standaard) <input checked="" type="checkbox"/> G+ Siliconenband 5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband sensitive 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	<b>AGT</b> li/re lieskous met heupstuk	<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
	<b>AT</b> panty	<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Met gulf



Lengtematen been	kort	normaal
lD	34 - 39	40 - 46
lG	66 - 72	72 - 83
Lengtematen voet	kort	normaal
lA	15 - 18	16 - 21
lZ	22 - 26	24 - 29

Kleuren
beige zwart

Omvangmaten voor een panty (AT)						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	43 - 56	47 - 62	49 - 66	55 - 73	59 - 77	64 - 82
Omvangmaten met siliconenband wijd (G+ maat)						
cG+	50 - 56	54 - 62	58 - 66	64 - 73	68 - 77	73 - 82
Omvangmaten met siliconenband standaard						
cG	43 - 49	47 - 53	49 - 57	55 - 63	59 - 67	64 - 72
cF	43 - 53	47 - 59	49 - 63	55 - 70	59 - 74	64 - 79
cE	28 - 34	30 - 37	33 - 41	35 - 43	37 - 44	40 - 48
cD	25 - 30	27 - 33	30 - 36	33 - 39	35 - 41	37 - 43
cC	27 - 34	29 - 37	33 - 41	36 - 45	39 - 47	42 - 50
cB <sup>1</sup>	24 - 26	25 - 29	27 - 33	31 - 36	34 - 39	36 - 41
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24.5	24.5 - 27	27 - 30	30 - 33
cY	26.5 - 30.5	29.5 - 32.5	31.5 - 35	34 - 37.5	36.5 - 41	39.5 - 45
cA	17.5 - 22	19.5 - 24	21.5 - 26.5	24 - 29	26.5 - 33	29.5 - 37

**Kernwoorden:** voor actieve mensen en stevige compressie.







Meetpunten	Modellen	Opties
	<b>C-G</b> <i>armkous</i> 	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband sensitive 3,5 cm

Lengtematen arm	normaal
lG	41 - 47

Kleuren
 beige  zwart

Standaard model - omvangsmaten						
Maat	1	2	3	4	5	6
cG	24 - 26	26 - 28.5	28 - 30.5	30 - 33	32 - 35	34 - 37
cF	23 - 25	24.5 - 27	26 - 28.5	27.5 - 30	29 - 31.5	30.5 - 33.5
cE	23 - 25	24.5 - 27	26 - 28.5	27.5 - 30	29 - 31.5	30.5 - 33.5
cD	23 - 25	24.5 - 27	26 - 28.5	27.5 - 30	29 - 31.5	30.5 - 33.5
cC	14.5 - 16	16 - 17.5	17.5 - 19	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 24
Max model - omvangsmaten						
Maat	1 max	2 max	3 max	4 max	5 max	6 max
cG	30 - 33	32 - 35	34 - 37	36 - 39.5	38 - 41.5	40 - 44
cF	28 - 30.5	30 - 33	32 - 35	34 - 37	36 - 39.5	38 - 41.5
cE	25 - 27.5	27 - 29.5	29 - 31.5	30.5 - 33.5	32 - 35	33.5 - 36.5
cD	25 - 27.5	27 - 29.5	29 - 31.5	30.5 - 33.5	32 - 35	33.5 - 36.5
cC	14.5 - 16	16 - 17.5	17.5 - 19	19 - 20.5	20.5 - 22	22 - 24

**Kernwoorden:** voor lichte indicaties, veel lengterek, duurzaam en krachtig, ook geschikt na trombose.

Meetpunten	Modellen	Opties
	<b>A-C</b> handschoen 	<input checked="" type="checkbox"/> handschoen met duim <input checked="" type="checkbox"/> handschoen met duim en vingers
	<b>A-A1</b> teenkap 	<input checked="" type="checkbox"/> met tenen

Kleuren
 beige  zwart

Flexxie handschoen, Ccl. 1 en 2					
Maat	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
cA	17.5 - 19.5	19.5 - 21	21 - 23	23 - 25.5	25.5 - 28
cC	14.5 - 16.5	16.5 - 18	18 - 20	20 - 22	22 - 24
Flexxie teenkap, Ccl. 1 en 2					
Maat	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
cA	19.5 - 22.5	22.5 - 25	25 - 27.5	27.5 - 30	30 - 32.5
cA1	19.5 - 22.5	22.5 - 25	25 - 27.5	27.5 - 30	30 - 32.5

**Kernwoorden:** Zacht en soepel, anatomisch gevormd, comfortzone tussen vingers en tenen en ademend materiaal.

## C-tabel: cC is groter dan cD

Omvangmaten standaard zonder 3,5 cm siliconenband									
Maat	S C-	S	S C+	M C-	M	M C+	L C-	L	L C+
cD	25 - 28	29 - 32	33 - 37	29 - 32	33 - 37	38 - 42	33 - 37	38 - 42	42 - 46
cC	26 - 29	30 - 33	34 - 38	30 - 33	34 - 38	39 - 43	34 - 38	39 - 43	43 - 48
cB <sup>l</sup>	22 - 25	24 - 27	26 - 29	25 - 28	27 - 30	29 - 32	28 - 31	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28

Lengtematen been	kort	normaal	lang
ℓD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
Lengtematen voet	kort	normaal	lang
ℓA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
ℓZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26

Kleuren
 beige
 zwart

AD opties
<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk
<input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
<input checked="" type="checkbox"/> Schuine voorvoet

**Kernwoorden:** voor minder mobiele mensen, zacht, makkelijk aan te trekken.

## Eurotex 2, Ccl. 2 (C-tabel)



## D-tabel: voor uitlopende benen, cD is groter dan cC

Omvangmaten standaard met 3,5 cm siliconenband									
Maat	S D-	S D	S D+	M D-	M D	M D+	L D-	L D	L D+
cD	27 - 30	31 - 34	35 - 39	31 - 34	35 - 39	40 - 44	35 - 39	40 - 44	44 - 49
cC	26 - 29	30 - 33	34 - 38	30 - 33	34 - 38	39 - 43	34 - 38	39 - 43	43 - 48
cB <sup>l</sup>	22 - 25	24 - 27	26 - 29	25 - 28	27 - 30	29 - 32	28 - 31	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28	25 - 28

Lengtematen been	kort	normaal	lang
ℓD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
Lengtematen voet	kort	normaal	lang
ℓA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
ℓZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26



Kleuren
 beige
 zwart

AD opties
<input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk
<input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk
<input checked="" type="checkbox"/> Schuine voorvoet
AD standaard
<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm

**Kernwoorden:** voor minder mobiele mensen met conisch gevormde benen, zacht, makkelijk aan te trekken.

## Eurotex 2, Ccl. 2 (D-tabel)



Meetpunten	Modellen	Opties
	<b>AD</b> <i>kniekous</i> 	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Schuine voorvoet



Lengtematen been	kort	normaal	lang
ℓD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
Lengtematen voet	kort	normaal	lang
ℓA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
ℓZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26

Kleuren
 beige  zwart

Omvangsmaten						
Maat	S	S C+	M	M C+	L	L C+
cD	29 - 32	33 - 37	33 - 37	38 - 42	38 - 42	42 - 46
cC	30 - 33	34 - 38	34 - 38	39 - 43	39 - 43	43 - 48
cB <sup>1</sup>	24 - 27	26 - 29	27 - 30	29 - 32	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28

**Kernwoorden:** Eurostar 2: voor de actieve mens, veel lengterek, stevige kous.

**Kernwoorden:** Eurostar 2 Sense: voor de gevoelige huid, zeer zacht.

Meetpunten	Modellen	Opties
	<b>AD</b> <i>kniekous</i> 	<input checked="" type="checkbox"/> Siliconenband 3,5 cm <input checked="" type="checkbox"/> Met teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Zonder teenstuk <input checked="" type="checkbox"/> Schuine voorvoet

Lengtematen been	kort	normaal	lang
ℓD	36 - 38	39 - 41	42 - 44
Lengtematen voet	kort	normaal	lang
ℓA	15 - 16	16 - 17	18 - 19
ℓZ	21 - 22	22 - 24	25 - 26

Kleuren
 beige  zwart

Omvangsmaten						
Maat	S	S C+	M	M C+	L	L C+
cD	29 - 32	33 - 37	33 - 37	38 - 42	38 - 42	42 - 46
cC	30 - 33	34 - 38	34 - 38	39 - 43	39 - 43	43 - 48
cB <sup>1</sup>	24 - 27	26 - 29	27 - 30	29 - 32	30 - 34	33 - 37
cB	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28
cY	29 - 32	29 - 32	31 - 35	31 - 35	34 - 38	34 - 38
cA	19 - 21	19 - 21	22 - 24	22 - 24	25 - 28	25 - 28

**Kernwoorden Euroform 3:** voor de actieve mens, veel lengterek, stevige kous.

**Kernwoorden Euroform 3 Sense:** voor de gevoelige huid, zeer zacht.

CVI	Medische indicaties	Varodem oplossing
widmer graad I	corona phlebectatica en subklinisch oedeem	<b>Rondbrei Ccl. 2:</b> Souplesse Classic 2, Souplesse Geri-Classic, Souplesse Light, Souplesse Select of Souplesse Cotton
widmer graad II <i>zonder atrofie blanche</i>	(klinisch oedeem), pigmentaties, dermatoliposclerosis	<b>Rondbrei Ccl. 2:</b> Souplesse Classic 2, Souplesse Geri-Classic Souplesse Select of Souplesse Cotton
widmer graad II <i>met atrofie blanche</i>		<b>Vlaktbrei Ccl. 2:</b> Eurotex 2, Eurostar 2 (Sense)
widmer graad III	(al dan niet) genezen ulcus cruris venosum	<b>Vlaktbrei Ccl. 3:</b> Euroform 3, Euroform 3 Sense
widmer graad IV	Enkelankylose	<b>Vlaktbrei Ccl.3 of 4:</b> Euroform 3 of 4

Bij gecombineerde indicaties kunt u uitgaan van de ernstigste situatie (bijv. secundair lymfoedeem bij lipoedeem). In de besluitvorming is het belangrijk om sociale participatie en eventuele comorbiditeit mee te nemen. Soms is het nodig om te kiezen voor one step down of one step up. Bij DVT is het advies een vlaktbrei Ccl. 3, maar raadpleeg ook het beleid van lokale ziekenhuizen.

PTS	Varodem oplossing
Post-trombotisch syndroom been	<b>Vlaktbrei Ccl.3 of 4:</b> Euroform 3 (Sense), 4 of 4S
Post-trombotisch syndroom arm	<b>Rond- of vlaktbrei Ccl. 2:</b> Souplesse Select arm, Progress 2 (XT) of Progress 2 Sense

Lymfoedeem	Varodem oplossing
Lymfoedeem been	<b>Vlaktbrei Ccl.3 of 4:</b> Euroform 3 (Sense), 4 of 4S
Lymfoedeem arm	<b>Vlaktbrei Ccl. 2:</b> Progress 2 (XT) of Progress 2 (Sense)
Lymfoedeem midline	<b>Vlaktbrei Ccl. 2 of 3:</b> Eurostar 2, Euroform 3 (Sense), TinkFit of Curetex

Lipoedeem	Varodem oplossing
Lipoedeem (lipo hypertrophie)	<b>Vlaktbrei Ccl. 2 of 3:</b> Eurostar 2 (Sense), Euroform 3 (Sense), TinkFit of Curetex