

## Recept- en bestelformulier Curetex bovenlichaamsbandages.

Bestellen via: [info@varodem.nl](mailto:info@varodem.nl), helpdesk voor advies: 0475 589 302 of [info@varodem.nl](mailto:info@varodem.nl)

Datum: - -

Stap 1: model		Stap 2: aantal en kleur	
model:	<input type="checkbox"/> CRTX601 (dames) <input type="checkbox"/> CRTX603 (dames) <input type="checkbox"/> CRTX400 (heren)*	aantal:	
lengte:	<input type="checkbox"/> kort tot onder borst <input type="checkbox"/> lang tot aan heup (A)	kleur:	<input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> zwart <input type="checkbox"/> wit
sluiting:	<input type="checkbox"/> 2 rij haak-/oog (klein) <input type="checkbox"/> 3 rij haak-/oog (groot) <input type="checkbox"/> rits (Z)		
optie:	<input type="checkbox"/> siliconenband op heup (S)		

\*uitsluitend met ritssluiting en in zwart en wit verkrijgbaar

Stap 3: maten	
	<b>omvang op borst op tepel hoogte circulair gemeten:</b> ..... cm
	<b>cupmaat (vrouwen):</b> .....
	<b>breedte schouderbanden. Keuze uit:</b> 4 / 6 / 8 cm
	<input type="checkbox"/> <b>VaroPad borst</b> <input type="checkbox"/> maat 1 / cup A-B <input type="checkbox"/> maat 2 / cup C-D <input type="checkbox"/> maat 3 / cup E-F aantal: .....
	<input type="checkbox"/> <b>losse VaroPad square</b> aantal: 2 / 4 / 6

Referentie: totale lengte van oksel tot heup is gem. 40 cm

Stap 4: opties		
<input type="checkbox"/> pocket prothese:	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links
<input type="checkbox"/> 1 cup, 1 vlak of 2 vlak:	<input type="checkbox"/> rechts vlak	<input type="checkbox"/> links vlak
<input type="checkbox"/> verschillende cups (va. 2 maten verschil):	<input type="checkbox"/> cupmaat rechts	<input type="checkbox"/> cupmaat links
<input type="checkbox"/> optie voor CRTX601: diepere halslijn (deze optie is niet geschikt bij grote cupmaten >D)		
<input type="checkbox"/> extra ondersteuning borst katoen (bij grote cupmaten >C): <input type="checkbox"/> beiderzijds <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts (niet mogelijk op korte modellen)		

Zie achterzijde formulier voor de maattabellen.

## IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELLENDE ARTS/VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

## Stap 1: indicatiestelling voor compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie

- lymfoedeem  
 verharde littekens/fibrose

## Stap 2: aanduiding te behandelen lichaamsdeel

- borst     flank     buik     (boven)arm

Stap 3: compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van langdurig functieverlies van bloed- en/of lymfevaten. 

## Stap 4: behandelduur

- kortdurig (< 3 weken)  
 langdurig (> 3 weken)  
 permanent

## Stap 5: draagadvies

- dag en nacht  
 dag  
 nacht

## Stap 6: naam, handtekening en stempel (huis)arts/verpleegkundig specialist:

specialisme: \_\_\_\_\_ AGB-code: \_\_\_\_\_

naam praktijk/instelling, adres en plaats + handtekening en stempel:

## Stap 7: bestemd voor:

naam patiënt:  
 geboortedatum:  
 postcode:  
 huisnummer:  
 verzekeraar:






## Stap 8: besteld door:

naam praktijk:  
 afleveradres praktijk:  
 contactpersoon:  
 telefoonnummer:


Compressiehulpmiddelen kunnen niet gerepareerd, geretourneerd of gecrediteerd worden volgens landelijke richtlijnen apothekers. Voor foutieve maatopgave is de besteller verantwoordelijk.

Kijk voor meer informatie over de VaroPad producten op: [www.varodem.nl/curetex](http://www.varodem.nl/curetex).

## Overzicht Curetex modellen bovenlichaam en opties

	<b>CRTX601</b> brede schouderbanden, hoge halslijn en sluiting voorzijde; keuze uit: haak-/oog of rits. Breedte schouderbanden 8 cm, breedte tailleband 5 cm.	<b>Opties</b> • pocket prothese • 1 cup, 1 vlak of 2 vlak • diepere halslijn • verschillende cupgrootte (va. 2 maten verschil) • schouderband: 6 of 8 cm • extra ondersteuning borst katoen
	<b>CRTX603</b> smalle schouderbanden, lagere halslijn en sluiting voorzijde; keuze uit: haak-/oog of rits. Breedte schouderbanden 4 cm, breedte tailleband 5 cm. Dit model is niet geschikt bij een grote cupmaat >D.	<b>Opties</b> • pocket prothese • 1 cup, 1 vlak of 2 vlak • verschillende cupgrootte (va. 2 maten verschil) • schouderband: 4 of 6 cm • extra ondersteuning borst katoen
	<b>CRTX601A</b> brede schouderbanden, hoge halslijn en sluiting voorzijde; keuze uit: haak-/oog of rits. Breedte schouderbanden 8 cm.	<b>Opties</b> • pocket prothese • 1 cup, 1 vlak of 2 vlak • diepere halslijn • verschillende cupgrootte (va. 2 maten verschil) • siliconenband op heup • extra ondersteuning borst katoen • schouderband: 6 of 8 cm
	<b>CRTX603A</b> smalle schouderbanden, lagere halslijn en sluiting voorzijde; keuze uit: haak-/oog of rits. Dit model is niet geschikt bij een grote cupmaat >D. Breedte schouderbanden 4 cm.	<b>Opties</b> • pocket prothese • 1 cup, 1 vlak of 2 vlak • verschillende cupgrootte (va. 2 maten verschil) • siliconenband op heup • extra ondersteuning borst katoen • schouderband: 4 of 6 cm
	<b>CRTX400</b> herenmodel, ritsluiting voorzijde, uitsluitend in de kleuren beige, zwart en wit verkrijgbaar.	

## Curetex meetpunten



## Toelichting meetpunten

- cR: de omvang oksel-schouder. Vraag de patiënt de arm op te tillen en leg uw meetlint onder de oksel. Vraag de patiënt de arm te laten hangen (grootste omvang) en meet de omtrek over de schouder (breedste gedeelte). Meet hierbij niet strak.
- cN: de omvang boven de borst. Leg het meetlint onder de oksel door en vraag de patiënt goed in en uit te ademen, neem de grootste omvang. U hoeft het meetlint niet strak aan te trekken. Zorg ervoor dat het meetlint ook aan de achterzijde recht ligt.
- cM: de omvang net onder de borst. Zorg ervoor dat u deze omvang meet met de BH aan of door de borst(en) op te tillen. Vraag ook hier aan de patiënt om in en uit te ademen, neem de grootste omvang.
- cT: vraag de patiënt de handen in de taille te zetten en meet hier de omvang.
- cH: dit is de grootste omvang van de buik. Zet daar waar u de omvang meet ook gelijk een streepje aan de zijkant van het lichaam met een huidpen. Dit maakt het makkelijker op de lengtematen te meten.

### Lengtematen: allemaal aan de zijkant van het lichaam gemeten.

- lNM: de afstand tussen boven de borst en onder de borst. Hoe groter de cupmaat, hoe groter deze maat.
- lMT: de afstand tussen onder borst en de taille.
- lTH: de afstand tussen de taille en het einde van de bandage.

Tel bovenstaande lengtematen bij elkaar op en dan komt u gemiddeld op 40 cm uit.

### Te combineren met:

	<b>Borstpad (V837)</b> Verkrijgbaar in drie confectiematen: maat 1 - Cup A/B, maat 2 - Cup C/D of maat 3 - Cup E/F. Ook verkrijgbaar naar maat. De pad loopt door op de flank om lokaal extra druk te geven.
	<b>Varodem Pad (square)</b> set van twee stuks à 12 x 16 cm (zelf op maat te knippen)