

IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELLENDE ARTS/VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST**Stap 1: indicatiestelling voor compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie**☐ lymfoedeem**Stap 2: aanduiding te behandelen lichaamsdeel**☒ scrotum**Stap 3: compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van langdurig functieverlies van bloed- en/of lymfevaten.****Stap 4: behandelduur**☐ kortdurig (< 3 weken)☐ langdurig (> 3 weken)☐ permanent**Stap 5: draagadvies**☐ dag en nacht☐ dag☐ nacht**Stap 6: naam, handtekening en stempel (huis)arts/verpleegkundig specialist:**

specialisme:

AGB-code:

naam praktijk/instelling, adres en plaats + handtekening en stempel:

Stap 7: bestemd voor:

naam patiënt:

geboortedatum:

postcode:

huisnummer:

verzekeraar:

Stap 8: besteld door:

naam praktijk:

afleveradres praktijk:

contactpersoon:

telefoonnummer:

Recept- en bestelformulier Curetex Scrotum.**Bestellen via: info@varodem.nl, helpdesk voor advies: 0475 589 302 of info@varodem.nl****Datum:** - -**Stap 1: Productkeuze en aantal**☐ CRTX11PV

Compressieverband scrotum met extra compressie

☐ CRTX11P


Compressieverband scrotum

kleur: beige**aantal:****Stap 4: maten maatwerk***

cH

cB

cC**



*indien mogelijk staand meten, scrotum + penis voor de juiste maat pouch.

**meten van aanzet scrotum tot perineum.

Stap 2: Maatwerk of confectie☐ **confectie:** Vul hiervoor de confectiemaat in voor zowel heupband als pouch, zie achterzijde voor maattabel (stap 3).☐ **maatwerk:** Vul hiervoor de omvangsmaten cH, cB en cC in onderaan deze pagina (stap 4).**Stap 3: Maat heupband confectie (cH)**☐ XS☐ S☐ M☐ L☐ XL☐ XXL**Maat pouch confectie (cB en cC)**☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8☐ 9☐ 10**Maattabel heupband (cH) (in cm)**

	XS	S	M	L	XL	XXL
Maat	93-97	98-102	103-107	108-114	115-125	126-135

Maattabel pouch (in cm)

Maat	cB	cC
1	17-20	18-20
2	20-23	20-22
3	23-26	22-24
4	26-29	24-26
5	29-32	26-28
6	32-35	28-30
7	35-38	30-32
8	38-41	32-34
9	41-44	34-36
10	44-47	36-38

Compressiehulpmiddelen kunnen niet gerepareerd, geretourneerd of gecrediteerd worden volgens landelijke richtlijnen apothekers. **Voor foutieve maatopgave is de besteller verantwoordelijk.**

Kijk voor meer informatie over de Curetex producten op: www.varodem.nl/curetex.