

Voor service en advies (NL):

T: 0475 589 302

E: info@varodem.nl

Voor bestellen:

E: info@varodem.nl

Volg onze officiële kanalen:



www.varodem.nl

Hulp nodig? Neem contact met ons op voor advies.

Confectiemaattabellen

VaroCare / TinkFit

2024

VARODEM®



Confectiemaattabellen VaroCare en TinkFit assortiment

Met deze confectiemaattabellen heb je een handig en overzichtelijk hulpmiddel in handen om de juiste keuze te maken uit ons VaroCare en TinkFit assortiment. Je treft per product een duidelijke confectiemaattabel aan, maar ook een overzicht van alle beschikbare modellen en kleuren. De maataanduidingen in de maattabellen worden in centimeters weergegeven.

Heb je aanvullende informatie of advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op via het telefoonnummer **0475 589302** of stuur ons een mail via **info@varodem.nl**. Bezoek ook eens onze website **www.varodem.nl** of volg ons op **social media**.

Toepasbaarheid

VaroCare en TinkFit producten worden ingezet bij chronisch oedeem (langer dan drie weken) voor reductie of consolidatie (i.p.v. therapeutische elastische kousen). VaroCare kan eventueel aangevuld worden met VaroSilk teen- of handverband, VaroCombi voetverband, VaroLiner anti-bacterieel of de VaroLiner TG soft.

Vergoeding

De VaroCare, TinkFit en VaroPad producten zijn geregistreerd op de **Z-Index** als compressiehulpmiddelen en worden vergoed vanuit de basisverzekering. Let wel op het **wettelijk eigen risico**.

Hoeveel?


Afhankelijk van wanneer, hoe vaak en hoe intensief de producten gedragen worden, wordt bepaald hoeveel stuks er geleverd kunnen worden. Er wordt gekeken naar adequate voorzieningen. Doorgaans zijn dat twee sets per 12 maanden. Kijk ook op **www.varodem.nl/gebruiksduur**.

Waar te bestellen?

Bestelling plaatsen kan via **info@varodem.nl**. Indien je een eigen **TEK contract** hebt, kun je zelf bij bepaalde verzekeraars de producten indienen. Indien je werkt met **OVIS/DeclaCare**, **Fysiotek**, **HHC** en **SUP** kun je ook via de betreffende bestelsystemen je bestelling plaatsen.

Voor links en rechts

	XS	S	M	L	XL
cA (omvang voorvoet)	22 - 24	25 - 27	28 - 30	31 - 34	35 - 40
lA normaal	16,5	18	19,5	21	23
lA lang	18,5	20	21,5	23	25



Aanmeten juiste confectiemaat (twee maten nodig)

- cA: de omvang van de voorvoet bij de inplant van de tenen.
- lA: lengte van de voet, gemeten aan de binnenzijde van de voet, van hak tot inplant tenen.

Tip


Bij het VaroCare voetverband wordt standaard een extra band meegeleverd. Met deze extra band kunt u extra druk geven rond de enkels of op de voetrug, kunt u vocht pockets rondom de enkel liften en kunt u eventuele vensters overbruggen tussen voet- en onderbeenverband. De klittenbanden worden los meegeleverd aangezien het voetverband voor zowel links als rechts is. U dient deze zelf aan het verband te bevestigen zodat het klittenband naar de buitenzijde van de voet sluit.

VaroCare voetverband, Lite en Strong ^(V701)



links en rechts specifiek

	XS	S	M	L	XL
cB (omvang enkel)	20 - 27	25 - 32	30 - 38	37 - 44	45 - 52
cC (omvang kuit)	35 - 45	40 - 52	48 - 60	55 - 65	60 - 70
lD normaal	37	37	42	42	44
lD lang	42	42	47	47	49



Aanmeten juiste confectiemaat (drie maten nodig)

- cB: de omvang van de enkel (smalste omvang onderbeen)
- cC: omvang van de kuit (grootste omvang onderbeen)
- lD: lengte van de grond tot twee vingers uit de knieholte

Tip

Het VaroCare onderbeenverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner, een siliconenband en een contrasterende band op de kuit.

Bestel waar nodig de volgende accessoires:


- VaroCare Verlenger: indien de lD langer is dan de langste lengtemaat
- VaroLiners: een onderkous voor onder het onderbeenverband voor een kwetsbare of beschadigde huid.

VaroCare onderbeenverband, Lite en Strong ^(V702)



Voor links en rechts

	XS	S	M	L	XL
cD (omvang onder knie)	35 - 42	40 - 49	48 - 57	55 - 62	60 - 67
cF (omvang 10 ^{cm} boven patella)	40 - 52	50 - 62	60 - 72	70 - 82	85 - 97



Aanmeten juiste confectiemaat (twee maten nodig) (standaard lengte)

- cD: omvang 2 cm onder de knie
- cF: omvang 10 cm boven de patella

Tip


Het VaroCare knieverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner en een siliconenband. De klittenbanden worden los meegeleverd aangezien het knieverband zowel links als rechts te dragen is. U dient deze zelf aan het verband te bevestigen zodat het klittenband naar de buitenzijde van het been sluit. Het knieverband kan uitstekend gecombineerd worden met een korte therapeutische elastische kous. De lengte van het knieverband is automatisch meegenomen in de omvangsmaat.

VaroCare knieverband, Lite en Strong (V703)



links en rechts specifiek

	XS	S	M	L	XL
cF (omvang 10 ^{cm} boven patella)	45 - 52	53 - 59	60 - 66	67 - 73	74 - 80
cG (grootste omvang)	50 - 65	60 - 75	70 - 80	75 - 90	85 - 100
ℓEG normaal	23	23	23	23	23
ℓEG lang	29	29	29	29	29



Aanmeten juiste confectiemaat (drie maten nodig)

- cF: omvang 10 cm boven de patella
- cG: omvang twee vingers uit de bilplooi
- ℓEG: lengtemaat van de bovenzijde knieschijf tot de lies gemeten aan de binnenzijde van het been.

Tip


Het VaroCare bovenbeenverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner en een siliconenband. Bestel waar nodig een VaroBand anti-slipverband, dit voorkomt het eventuele afzakken van een bovenbeenverband.

VaroCare bovenbeenverband, Lite en Strong (V704)



links en rechts specifiek

	XS	S	M	L	XL
cC (omvang pols)	14 - 16	17 - 19	20 - 22	23 - 25	24 - 27
cE (omvang elleboog)	23 - 26	26 - 30	29 - 34	33 - 39	38 - 42
cG (omvang bovenarm)	25 - 28	29 - 33	34 - 39	40 - 45	46 - 50
ℓCG normaal	42 - 47				
ℓCG lang	46 - 50				



Aanmeten juiste confectiemaat (vier maten nodig)

- Leg de arm in een lichtgebogen positie op een tafel.
- cC: de omvang van de pols. Meet hier niet te strak.
 - cE: de omvang van de elleboog in licht gebogen positie
 - cG: omvang twee vingers uit de oksel.
 - Lengtemaat van de pols tot de G, gemeten aan de binnenzijde van de arm.

Tip


Het VaroCare armverband is standaard voorzien van een ingewerkte liner en een siliconenband. Bestel bij het armverband de eerste keer altijd een VaroSilk handverband mee om eventuele backflow richting te vingers te voorkomen.

VaroCare armverband, Lite (V706)



voor links en rechts

	XS	S	M	L
cA (omvang implant vingers)	< 18	18 - 20	20 - 22	> 22



Aanmeten (één maat nodig)

- Leg voor het meten de hand met de handplam plat op tafel.
- cA: omvang bij de implant van de vingers

Tip

Het handverband Lite en het VaroSilk handverband kunnen uitstekend gecombineerd worden. VaroCare handverband Lite is tevens geschikt om te dragen over een gebreide compressiehandschoen.


Het VareCare Lite handverband is standaard voorzien van een pelottenset om extra druk op de handrug te kunnen geven. De meegeleverde pelotten kunt u naar wens op maat knippen. Er worden twee verschillende pelotten meegeleverd, een van 2,5 mm dik en een van 5 mm dik.

VaroCare handverband, Lite (V705)



voor links en rechts

VaroSilk handverband	XS	S	M	L
cA (omvang aanzet vingers)	< 18	18 - 20	20 - 22	> 22
cB (omvang handpalm)	< 19	19 - 21	21 - 23	> 24



Aanmeten (twee maten nodig)

Leg voor het meten de hand met de handpalm plat op tafel.

- cA: omvang bij de inplant van de vingers
- cB: omvang net boven de duiminplant en over de handrug.

Tip


Het handverband Lite en het VaroSilk handverband kunnen uitstekend gecombineerd worden. De lengte van de vingers van het VaroSilk verband kunt u zelf op de juiste lengte afknippen. Trek het handverband aan en zet een streepje op het verband halverwege de nagels. Trek vervolgens het handverband uit en knip ter hoogte van het streepje af.

VaroSilk, handverband (V708)



voor links en rechts

VaroSilk teenverband	XS	S	M	L
cA (omvang voorvoet)	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29



Aanmeten (één maat nodig)

- cA: omvang van de voorvoet bij de inplant van de tenen gemeten.

Tip

De lengte van de tenen van het VaroSilk verband kunt u zelf op de juiste lengte afknippen. Trek het teenverband aan en zet een streepje op het verband halverwege de teennagels.

Trek vervolgens het teenverband uit en knip ter hoogte van het streepje af. VaroSilk is voorbereid voor de rechervoet. Indien het verband links gedragen wordt, keer het verband binnenstebuiten. Zorg ervoor dat de naad altijd over de bovenzijde van de voet loopt.

VaroSilk, teenverband (V707)



VaroCombi voetverband (voor compressie op de voet) ^(V709)



	S	M	L
cA (omvang voorvoet)	19 - 22	22,5 - 24,5	25 - 28



VaroLiner anti-bacterieel been ^(V964)



	S/M	L/XL
Kuit	< 50 cm	> 50 cm



VaroLiner anti-bacterieel arm ^(V964)



	S	M	L
cG (omvang bovenarm)	25 -33	34 - 45	46 - 52
cC (omvang pols)	14 - 19	20 - 25	24 - 28




VaroLiner TG soft (AD ^(V930) of AG ^(V931))



VaroLiner TG soft	
S	AD
L	AG



VaroBand	Kleuren	Afmetingen
VaroBand anti-slipverband	beige en zwart	12 x 115 cm
VaroBand midlineverband	beige en zwart	12 x 150 cm (smal) en 20 x 150 cm (breed)



VaroBand anti-slipverband ^(V715)
 Het VaroBand anti-slipverband is een verband met een ultra beperkte lengterek en een stevige griplaag. Het product kan ingezet worden bij het fixeren van VaroCare producten en therapeutische kousen in geval van afzakproblemen. Het product wordt aangebracht onder een compressiehulpmiddel. Het anti-slipverband is gemaakt van 48% nylon, 29% spandex en 50% chloropren. Eenvoudig in de gewenste afmeting te knippen.

VaroBand midlineverband ^(V712)
 VaroBand midlineverband is een verband met een ultra beperkte lengterek die wordt ingezet bij het behandelen van oedemen in het midline gebied. Het midlineverband is gemaakt van Neopreen met een kunstvezel textiele topping Eenvoudig in de gewenste afmeting te knippen.

VaroBand

	Kleur(en)	Afmetingen
VaroCare Verlenger Lite ^(V716) <i>Als de lengte van een VaroCare product ontoereikend is, kun je deze simpelweg verlengen met behulp van de VaroCare Verlenger.</i>	beige en zwart	9 x 60 cm
VaroCare Verlenger Strong ^(V716) <i>Als de lengte van een VaroCare product ontoereikend is, kun je deze simpelweg verlengen met behulp van de VaroCare Verlenger.</i>	beige en zwart	12 x 60 cm
Varodem Pad square (diffuse werking) ^(V953) <i>Met deze pads kun plaatselijk de druk verhogen onder een compressiehulpmiddel.</i>	beige	12 x 16 cm
Varodem Pad line (sturende werking) ^(V952) <i>Met deze pads kun plaatselijk de druk verhogen onder een compressiehulpmiddel.</i>	beige	12 x 16 cm
VaroCare velcro-plaat ^(V713) <i>De VaroCare Velcro-plaat is een klittenband plaat die kan worden gebruikt als aanvulling op of ter vervanging van de klittenbanden op het VaroCare assortiment. Eenvoudig in de gewenste afmeting te knippen. De Velcro-plaat wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.</i>	beige en zwart	210 x 297 mm

Maat	XS	S	M	L	XL	XXL
cT	65 - 75	75 - 85	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125
cH	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135	135 - 145
cG	43 - 56	47 - 62	51 - 66	55 - 73	59 - 77	64 - 82
cF	43 - 53	47 - 59	51 - 63	55 - 70	59 - 74	64 - 79
cE	30 - 37	32 - 40	35 - 45	37 - 47	39 - 48	44 - 54
cD	28 - 34	30 - 37	34 - 41	37 - 45	39 - 47	39 - 50
cC	27 - 37	29 - 40	33 - 45	36 - 49	39 - 51	42 - 54
cB1	22.5 - 29	25 - 31	27.5-33.5	30 - 37	33 - 40.5	36 - 43.5
cB	18 - 20	19 - 22	21 - 24.5	23.5 - 27	26 - 30	29 - 33

Aanmeten


Voor het kiezen van de juiste confectiemaat heeft u een aantal omvangsmaten nodig. Meet de maten terwijl de patiënt staat. Er zijn geen lengtematen nodig.

- cB: omvang smalste punt, enkel
- cB1: omvang bij overgang achillespees
- cC: omvang breedste punt op de kuit
- cD: omvang twee vingers uit de knieholte
- cE: omvang knie, schuin meten vanuit de knieholte bovenlangs over de patella (knieschijf)
- cF: omvang 10-15 cm boven de patella
- cG: omvang twee vingers onder de bilplooï
- cH: omvang breedste punt van de heup
- cT: omvang taille


Tip

TinkFit Compressiebroeken zijn verkrijgbaar in confectiemaat. Mocht de maattabel niet toereikend zijn, dan kunt u uitwijken naar een andere compressiebroek genaamd Curetex onderlichaambandages. Curetex wordt naar maat gemaakt en heeft andere producteigenschappen. TinkFit is een product met veel lengte- en breedterek. Goede aantrekinstructies en kracht bij het aantrekken van het product is noodzakelijk.


Modellen



Toelichting modellen VaroPad been en genitaal

Model	Toelichting
	VaroPad onderbeen (V831) Verkrijgbaar in universele maatvoering, incl. VaroPad malleolus. Met klittenband verstelbaar.
	VaroPad been (V830) Voor het onderbeen, verkrijgbaar in confectie (vijf maten) en maatwerk, incl. VaroPad malleolus.
	VaroPad been (V820) Voor het gehele been, verkrijgbaar in maatwerk, inclusief VaroPad malleolus en VaroPad knie.
	VaroPad genitaal vrouw (V839) of man (V840) Verkrijgbaar in confectie (drie maten) en maatwerk (indien nodig). Ideaal om te dragen onder Curetex onderlichaambandages en TinkFit onderlichaamsverbanden.
	VaroPad knie (V845) Verkrijgbaar in universele maatvoering (13 x 17 cm), te gebruiken in de knieholte.
	VaroPad malleolus (843) Verkrijgbaar in universele maatvoering (6,5 x 9 cm), set van twee stuks, te gebruiken in de enkelcoulissen.

Toelichting modellen VaroPad arm en borst

Model	Toelichting
	VaroPad arm (V823) Verkrijgbaar in universele maatvoering, incl. een VaroPad hand en VaroPad elleboog. Met klittenband verstelbaar. Ideaal om te dragen onder zwachtelmateriaal.
	VaroPad arm (V822) Verkrijgbaar in confectie (zes maten) en maatwerk, incl. een VaroPad hand en VaroPad elleboog. Ideaal om te dragen onder zwachtelmateriaal.
	VaroPad elleboog (V842) Verkrijgbaar in universele maatvoering (10 x 13 cm), te gebruiken in de elleboogplooï / holte.
	VaroPad compsheet (V836) Verkrijgbaar in twee maten (65 x 65 cm en 125 x 100 cm). De compsheet is op maat te knippen in elke gewenste vorm. VaroPad compressieband (V835) Verkrijgbaar in 4 m x 8, 10, 12 en 16 cm. Soepele (dunne) band die uit zichzelf al lichte druk geeft wanneer deze correct is toegepast. Ideaal om te dragen onder zwachtelmateriaal. Voorkomt insnoeringen. Circulair aanbrengen om een lichaamsdeel.
	VaroPad borst (V837) Verkrijgbaar in confectie (drie maten) en maatwerk.
	VaroPad hand (V844) Verkrijgbaar in universele maatvoering (8,5 x 24 cm) en maatwerk. De twee vingeropeningen zijn voor de middelvinger en de ringvinger. Te gebruiken om extra compressie te geven op de handrug.